

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/mankiet-do-cisnieniomierza-redy-powiekszony-1-przewod-universalny-z-koncowka-p-423.html>



Mankiet do ciśnieniomierza REDy powiększony, 1 przewód, uniwersalny, z końcówką

Cena	22,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	REDy_CUFF
Kod producenta	REDy_CUFF
Kod EAN	5906660370345
Producent	InSense

Opis produktu

WYSOKIEJ JAKOŚCI UNIWERSALNY MANKIET POWIĘKSZONY

Mankiet jednoprzewodowy marki **InSense** (Intelligent Sense of Medical Technology) do wszystkich ciśnieniomierzy elektronicznych oraz mechanicznych ze zintegrowaną gruszką.

Mankiet posiada końcówkę pasującą do ciśnieniomierza REDy oraz - po przełożeniu końcówki ze swojego ciśnieniomierza - do każdego innego elektronicznego i zintegrowanego aparatu do pomiaru ciśnienia (mankiet z jednym wężykiem). Nie wyrzucaj końcówki od swojego ciśnieniomierza- po prostu przełóż ją do naszego mankieta!

Dedykowany, ze względu na odpowiednią końcówkę, do ciśnieniomierza REDy.

- zakres obwodu: 22 - 40 cm
- wysokość mankieta: 14,5 cm
- czytelne i jasne oznaczenia na mankiecie znacznie ułatwiają jego prawidłowe założenie i zapięcie
- łatwy do czyszczenia
- posiada łącznik do ciśnieniomierzy InSense REDy - można odłączyć i stosować łączniki z innych ciśnieniomierzy elektronicznych lub podłączyć do, zintegrowanego z gruszką, manometru ciśnieniomierza mechanicznego
- zapinany na solidny rzep, z klamrą do łatwego mocowania

Mankiety, które są zbyt wąskie lub zbyt krótkie (ciasne) powodują fałszywe wartości pomiarów!

Wybór odpowiedniego mankieta jest niezwykle ważny. Rozmiar mankieta zależy od obwodu ramienia (mierzonego na środku bicepsa). Dopuszczalny zakres rozmiaru jest wydrukowany na mankiecie. Dzięki powiększonemu rozmiarowi, nasz mankieta umożliwia wykonanie prawidłowego pomiaru w szerokim zakresie budowy ramienia.

PRAWIDŁOWE ZAKŁADANIE MANKIETU:

1. Zdejmij zbyt ciasny lub pozwijany rękaw z ręki, na którą będziesz zakładał mankieta. Pomiar na ramieniu z grubym rękawem, pofałdowanym materiałem skutkuje zafałszowanym wynikiem.
2. Połóż mankieta płasko na blacie, rzepami do dołu. Przeciągnij końcówkę mankieta przez metalową klamrę aż uformujesz kształt zbliżony do koła. Zapięcie/taśma na rzep znajdzie się na zewnątrz mankieta, a metalowy pierścień nie będzie dotykał skóry. Pomiń ten krok jeśli mankieta został wcześniej uformowany.
3. Wsuń mankieta na lewe ramię. Gumowy przewód powinien znajdować się po wewnętrznej stronie ramienia i skierowany w dół, w stronę dłoni. Upewnij się, że dolna krawędź mankieta leży około 2 do 3 cm powyżej wewnętrznej strony łokcia
4. Zabezpiecz mankieta: owiń go wokół ramienia, delikatnie zaciągnij i zapnij zamknięcie na rzep. Mankieta musi leżeć

-
- wygodnie i nie może być zbyt ciasny.
5. Między ramieniem a mankietem powinno być trochę wolnej przestrzeni. Powinieneś być w stanie zmieścić 2 palce między ramieniem a mankietem. Mankiety, które nie są prawidłowo dopasowane, skutkują fałszywymi pomiarami. Zmierz obwód ramienia jeśli nie jesteś pewien odpowiedniego rozmiaru.
 6. Połóż rękę na stole (dłonią do góry) tak, aby mankiet znajdował się na tej samej wysokości co serce. Upewnij się, że gumowy przewód nie jest zagięty, przyciśnięty bądź skręcony.

UWAGA: Ciśnienie należy mierzyć na lewym ramieniu. Jeśli nie ma możliwości założenia mankieta na tę stronę, możesz założyć go na prawe ramię. Ważne jest aby wszystkie pomiary wykonywane były na tym samym ramieniu, o stałych porach i właściwych warunkach użytkowania.