

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/mata-do-akupresury-z-poduszka-klasyczna-4fizjo-68x42-czarno-pomarańczowa-p-874.html>



Mata do akupresury z poduszką klasyczna 4FIZJO 68x42 czarno pomarańczowa

Cena	79,17 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu



Mata 4FIZJO łagodzi ból, uczucie zmęczenia i prowadzi do relaksacji ciała. Tysiące kolców, które posiada mata, poprzez ucisk wybranych rejonów ciała, poprawi ukrwienie mięśni doprowadzając do ich szybszej regeneracji oraz do wydzielania się endorfin. Endorfiny poprawiają nastrój i wpływają na działanie neuropeptydów – cząsteczek których zadaniem jest uśmierzanie bólu.

Detale maty:

Kolor: czarny

Długość: 68 cm

Szerokość: 42 cm

Grubość: 2 cm

Materiał: Naturalna Bawełna

Wymiary poduszki: 39x14x10 cm

Producent : 4FIZJO

Detale rozet:

Kolor rozet: Pomarańczowy

Ilość rozet z kolcami: 178

Ilość kolców na rozetce maty: 42

Ilość rozet na poduszce: 51

Materiał: Kolce - ABS;

Inne kolory i modele mat dostępne na pozostałych aukcjach. Zapraszamy!

Mata do akupresury marki 4FIZJO to wyrób medyczny.

Nasze maty zarejestrowane są w **Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH**. Dzięki temu masz pewność, że korzystanie z nich jest w pełni bezpieczne.

Klasyczna mata do akupresury **polskiej marki 4FIZJO**, to aż **8820 kolców** znajdujących się na macie oraz **2142 kolców** na poduszce. Mata posiada **właściwości antyalergiczne**. Bawełniany pokrowiec posiada rozetki z kolcami i jest w pełni zdejmowalny, dzięki czemu **bez problemu zadbasz o higienę maty**. Mata wyposażona została w wygodny i **przewiewny pokrowiec**, dzięki któremu mata nie zatęchnie i będzie świeża.

Jakość to podstawa!

Jak zapewne zauważyłeś rodzajów mat do akupresury, które są dostępne na rynku jest wiele. Jednak aby mata do akupresury była skuteczna, a jej działanie wywoływało efekt prozdrowotny musi zostać zachowanych kilka ważnych elementów jej budowy. Mata do akupresury polskiej firmy 4FIZJO to przede wszystkim wyrób medyczny. Wszystkie użyte elementy są elementami antyalergicznymi. Każda rozetka użyta do budowy mat do akupresury firmy 4FIZJO posiada 42 kolce, to prawie dwa razy więcej niż w standardowych matach. Pokrowiec maty jest wykonany z wysokiej jakości, czystej bawełny, pianka wypełniająca z poliuretanu a rozetki z materiału przyjaznego dla środowiska. Pokrowiec na matę posiada wygodny uchwyt oraz taśmę wentylującą, która zapewnia przewiew całego wkładu oraz wysoką higieniczność.

Nasze maty mają zastosowanie w następujących dolegliwościach:

- ☐ stres, depresja
- ☐ bóle szyi, pleców i kręgosłupa
- ☐ rwa kulszowa
- ☐ bóle barków
- ☐ bóle głowy
- ☐ zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
- ☐ bezsenność
- ☐ neuralgie
- ☐ słabe krążenie
- ☐ napięcie mięśniowe

Sposób używania:

Zalecamy codzienne korzystanie z maty. Czas codziennego używania zależy od poziomu zaawansowania użytkownika według poniższych wskazówek:

- Początkujący 5 – 10 minut
- Średniozaawansowany 10 – 20 minut
- Zaawansowany 20 – 40 minut

JAKIE SĄ PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA MATY?

- Gdy cierpisz na zaburzenie krzepliwości (hemophilia)
- Jeśli stosujesz leki przeciwzakrzepowe (takie jak na przykład Clexane, Heparin)
- Jeżeli posiadasz wrażliwą skórę i uskarżasz się na dolegliwości skórne, po których użycie maty mogłoby przynieść negatywne skutki

DLACZEGO AKURAT NASZE MATY?

Nasze maty wykonane są z najwyższej jakości surowców. Zapewnia to bezpieczeństwo oraz komfort ich użytkowania. Podręczna torba ułatwi przechowywanie oraz transport maty.

Jak zacząć?

Rozpocznij używanie maty przez położenie się na niej bez ubrania lub w cienkiej warstwie odzieży (np. T-shirt). Systematycznie zwiększaj czas używania maty po przystosowywaniu się do niej. Początkowo może być odczuwalny pewien dyskomfort. Po pewnym czasie używania zauważysz jednak zwiększenie krążenia krwi i skuteczność działania maty. Wyróbu można używać również poprzez stanie na nim lub siedzenie.

Korzyści płynące z użytkowania maty do akupresury 4FIZJO:

- zmniejszenia bólu pleców, biodra i bólów głowy
- zwiększenia krążenia krwi
- rozluźnienia mięśni i poprawy jakości snu
- zapewnienia poczucia głębokiego relaksu
- zmniejszenia poczucia zmęczenia
- zwiększenia poziomu energii witalnej

Wskazówki dotyczące pielęgnacji i przechowywania:

1. Przechowując matę w dopasowanej torbie przewoźnej, zwiń matę tak, aby kolce były skierowane do wewnątrz, aby uniknąć ich zużycia.
2. Myj ręcznie matę letnią wodą z mydłem. Dokładnie wypłucz i wysusz.
3. Unikaj używania pralki lub suszarki, ponieważ mogą uszkodzić grzbiety.

