

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/cisnieniomierz-cyfrowy-tma-alpha-touch-z-zasilaczem-p-593.html>



Ciśnieniomierz cyfrowy TMA-ALPHA TOUCH z zasilaczem

Cena

219,00 zł

Dostępność

Dostępność - 7 dni

Opis produktu

Ciśnieniomierz naramienny TMA-ALPHA TOUCH z zasilaczem

- Najwyższa dokładność, wiarygodność, wygoda pomiaru
- Bardzo duży, podświetlany ekran
- Pamięć 2x60 wyników pomiaru
- Mankiet uniwersalny 22-42 cm
- Dotykowy panel

Opis produktu

TECH-MED TMA-ALPHA TOUCH to nowoczesny ciśnieniomierz o eleganckiej obudowie. Ciśnieniomierz charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru – równorzędną dokładności pomiarów dokonywanych metodą osłuchową za pomocą sphygmomanometrów mechanicznych przez wykwalifikowany personel medyczny. Dokładność ta została potwierdzona badaniami klinicznymi. Wykonanie dokładnego pomiaru ciśnienia jest niezwykle proste – wymaga przyciśnięcia tylko jednego przycisku. Bardzo duży ergonomiczny wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt wyniku pomiaru.

Specyfikacja

- **Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku (panel dotykowy)**
- Zaawansowana technologia pomiaru WMI ((Measuring While Inflating) – dokonuje pomiaru podczas pompowania mankieta
- Unikalny algorytm DPDA (Double Pulse Detection Algorithm) – algorytm podwójnej detekcji tętna, gwarantuje najdokładniejszy pomiar.
- Testowany klinicznie
- Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHg
- Dokładność: tętno +/- 5 %
- Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg
- Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę
- Wykrywa objawy arytmii serca (IHB)
- Wskaźnik klasyfikacji wyników wg WHO
- Średnia wyników z trzech ostatnich pomiarów (AVG)
- **Mankiet uniwersalny: 22-42 cm**
- Bardzo duży, podświetlany wyświetlacz
- **Pamięć 2 x 60 ostatnich wyników z datą i godziną**
- Wymiary: 140mm x 130mm x 49,7mm
- **Zasilacz w zestawie**
- **Wyrób medyczny**

Skład zestawu

- Ciśnieniomierz
- Mankiet 22-42 cm
- Etui
- 4 baterie "AAA"
- Zasilacz sieciowy
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Gwarancja 36 miesięcy

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą