

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/cisnieniomierz-nadgarstkowy-mini-2-p-822.html>



Ciśnieniomierz nadgarstkowy MINI 2

Cena	69,80 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Ciśnieniomierz nadgarstkowy MINI 2 - w pełni automatyczny

Wysokiej klasy nadgarstkowy ciśnieniomierz automatyczny MINI 2 to wygoda i duża precyzja dokonywania pomiarów ciśnienia na tętnicy promieniowej.

Elektroniczny ciśnieniomierz nadgarstkowy może być stosowany zarówno u dzieci, osób dorosłych jak i osób w podeszłym wieku. Bardzo duży wyświetlacz LCD ułatwia odczyt wyników nawet osobom starszym i mającym problemy ze wzrokiem.

Model MINI 2 to solidnie wykonany aparat o bardzo małych wymiarach, co ułatwia jego przechowywanie, a nawet pozwala na zabranie go ze sobą. Solidne wykonanie z dbałością o każdy detal gwarantuje długie użytkowanie, a do tego urządzenie wyposażono w bardzo funkcjonalne plastikowe etui.

Ciśnieniomierz automatyczny MINI 2 charakteryzuje się nie tylko bardzo dużą żywotnością (nawet do 300 pomiarów na bateriach), ale również niezwykle cichą pracą, co jest głównie zasługą innowacyjnej pompy, która dodatkowo działa bardzo szybko.

Aparat został także wyposażony w dodatkowe funkcje:

- detektor arytmii serca (IHB);
- wskaźnik ciśnienia krwi WHO (poszczególne wyniki pomiarów są zaliczane do jednej z sześciu poziomów określonych przez klasyfikację Światowej Organizacji Zdrowia: od optymalnego do ciężkiego nadciśnienia);
- uśredniona pamięć ostatnich 3 pomiarów;
- możliwość przechowywania 120 pomiarów 3 różnych użytkowników na jednym urządzeniu (technologia MULTI-USERS).

Dane techniczne:

- zasilanie: 2x AAA(w kpl)
- metoda pomiaru : oscylometryczna
- wyświetlacz : LCD
- żywotność baterii : ok 300 pomiarów
- zakres pomiaru : Ciśnienie: 0 ~ 300 mmHg, Puls: 40 ~ 199 uderzeń/Min
- Dokładność Ciśnienie: ± 3 mmHg, Puls: ± 5 % max
pamięć do 120 pomiarów

gwarancja 36 miesięcy

Dla kogo ciśnieniomierz nadgarstkowy będzie odpowiedni?

Ciśnieniomierz na nadgarstek jest idealny dla osób z wadami wzroku, które muszą regularnie i wiarygodnie mierzyć ciśnienie krwi.

Po założeniu mankietu na nadgarstek pomiar rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku. Reszta dzieje się automatycznie.

Łatwe w obsłudze urządzenie pokazuje zmierzone wartości w czytelny sposób na dużym wyświetlaczu, a także ułatwia ich zrozumienie. Dodatkowo urządzenie może oceniać zmierzone wartości oraz puls zgodnie z wytycznymi WHO.

Urządzenie może również wykrywać arytmie serca.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą