

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/cisnieniomierz-zintegrowany-optimum-duza-tarcza-bez-stetoskopu-w-etui-p-601.html>



Ciśnieniomierz zintegrowany OPTIMUM - duża tarcza - bez stetoskopu, w etui

Cena	58,60 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

OPTIMUM wysokiej jakości ciśnieniomierz zintegrowany (metalowa obudowa) z dużą tarczą - bez stetoskopu

Aparat do pomiaru ciśnienia OPTIMUM, oferowany przez sklep medyczny OMNIBUS, charakteryzuje się precyzyjnym wykonaniem i dokładnością pomiarów.

Ten model jest często wybierany przez lekarzy i pielęgniarki ze względu na niską i przystępną cenę oraz zintegrowaną gruszkę razem z manometrem. Integracja umożliwia pewny chwyt ciśnieniomierza w jednym ręku. Duży i czytelny manometr ułatwia odczyt w każdych warunkach.

Nadaje się również do użytku domowego.

W komplecie otrzymają Państwo eleganckie etui.

Gwarancja 24 miesiące.

Zestaw zawiera:

- manometr,
- mankiet,
- etui,
- instrukcja obsługi

Do pomiaru ciśnienia aparatem OPTIMUM niezbędny jest stetoskop - kupowany osobno (sprawdź inne oferty sklepu medycznego Omnibus).

Jak przygotować się do pomiaru ciśnienia przy pomocy ciśnieniomierza zegarowego Optimum ?

Zaleca się pomiar ciśnienia krwi na ramieniu - z tego powodu ciśnieniomierze nazywane są ciśnieniomierzami naramiennymi. Aby uzyskać jak najdokładniejszy wynik pomiaru, najlepiej wykonywać pomiary regularnie i zawsze o tej samej porze siedząc. Przed założeniem ciśnieniomierza zegarowego należy zachować spokój przez około pięć minut. Oznacza to, że w tym czasie powinieneś unikać jedzenia, picia, poruszania się i mówienia. Trzymaj rękę nieruchomo podczas pomiaru i nie zaciskaj dłoni w pięść. Upewnij się, że prawidłowo założyłeś mankiet. Powinien zawsze na poziomie serca podczas pomiaru. W przeciwnym razie wyniki pomiarów zostaną zafałszowane. Zawsze zakładaj mankiet ciśnieniomierza zegarowego na gołą skórą. Pomiędzy pomiarami zawsze rób co najmniej pięciominutową przerwę.

Kto może stosować ciśnieniomierz naramienny zegarowy Optimum?

Ciśnieniomierz zegarowy Optimum może być stosowany zarówno do użytku domowego jak i w gabinetach lekarskich. Zapewnia on właściwe pomiary zarówno w przypadku używania go przez pracowników ochrony zdrowia jak i indywidualnie przez pacjenta.

WAŻNE:

Możesz odkręcić zawór mocniej, aby szybko spadło pozostałe ciśnienie z mankietu. Pamiętaj nie spuszczać ciśnienia z mankietu poprzez ścisnięcie go dłońmi. To spowoduje uszkodzenie manometru ponieważ wytworzysz wyższe ciśnienie niż 300 mmHg. Wystarczy że odkręcisz zawór i pozostawisz mankiet. Ciśnienie samo spadnie