

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/inhalator-membranowy-siateczkowy-turbo-mesh-p-845.html>

Inhalator membranowy siateczkowy Turbo Mesh



Cena	219,99 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Inhalator membranowo siateczkowy Turbo Mesh

Z unikalnym systemem samoczyszczącej membrany mesh!

Bardzo cichy i wydajny inhalator membranowy z zestawem aż dwóch maseczek i ustnikiem.

Nowoczesny, cichy inhalator siateczkowy Turbo Mesh, niewielkich rozmiarów, który sprawdzi się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest podanie leków do nebulizacji w szybki, bezpieczny i skuteczny sposób.

Cechy

- ✓ wbudowana bateria litowa, dzięki której Twój inhalator jest zawsze gotowy do pracy
- ✓ bezgłośny, bezszelestny o wymiarach, dzięki którym zmieści się wszędzie (do kieszeni, torebki, plecaka)
- ✓ dwie prędkości inhalacji
- ✓ system automatycznego czyszczenia

Wydajny i skuteczny inhalator Turbo Mesh to bezprzewodowy inhalator membranowo-siateczkowy, odpowiedni do zabiegów inhalacji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Urządzenie za pomocą bardzo szybkich drgań membrany umieszczonej w wymiennej głowicy zamienia płynny lek w postać aerozolu o odpowiedniej wielkości cząsteczek. Drgania są nieodczuwalne i niesłyszalne dla ludzkiego ucha.

W przeciwieństwie do głośnych inhalatorów kompresorowych nie wydaje dźwięków, dzięki czemu doskonale sprawdzi się do inhalacji najmłodszych dzieci.

Dzięki wbudowanej baterii litowej Twój inhalator jest zawsze gotowy do pracy!

W pełni naładowana bateria wystarczy na ponad **8 dni pracy** (dzienny czas nebulizacji - 20 minut dziennie).

Inhalator Turbo Mesh posiada dwie prędkości rozpylania leku - standardową oraz Turbo.

Inhalator Turbo Mesh jest wyposażony w:

- **maseczkę dla dzieci,**
- **maseczkę dla dorosłych,**
- **ustnik,**
- **kabel USB do ładowania,**
- **kapturek zabezpieczający membranę.**

Doskonale wiemy jak ważne jest czyszczenie inhalatora po każdym użyciu, dlatego zastosowaliśmy w urządzeniu system **SAMOCZYSZCZENIA**. Wystarczy przez ok 3 sekundy przytrzymać przycisk zasilania, a urządzenie włączy tryb automatycznego czyszczenia - prawda, że proste? Zastosowana funkcja odwrotnej nebulizacji ułatwiająca proces czyszczenia membrany.

Inhalator generuje cząsteczki MMAD na poziomie 2,3 mikrona (25%) oraz 0,5-5 mikronów (60% lub więcej), które łatwo i efektywnie docierają do górnych i środkowych odcinków dróg oddechowych.

Zastosowanie:

- **Terapia aerozolowa w chorobach układu oddechowego.**
- **Inhalator odpowiedni dla dzieci i dorosłych.**

Pamiętaj, w inhalatorach membranowych z siateczką mesh nie można stosować leków i roztworów na bazie kwasu hialuronowego, olejków eterycznych oraz preparatów o niskiej przewodności (tj. woda destylowana)

Cechy inhalatora Turbo Mesh:

- niewielkie rozmiary, mała waga
- bardzo cicha praca
- wysoka wydajność
- możliwość inhalacji w każdym miejscu
- Dwie prędkości rozpylania leku - standardowa oraz Turbo
- funkcja odwrotnej nebulizacji ułatwiająca proces czyszczenia membrany
- wydajna bateria litowa 3.7 V
- zasilanie USB

Specyfikacja

Pojemność pojemnika na lek: 2 do 8 ml

Prędkość rozpylania: ok 0,2 – 0,3 ml/ min

Rozmiar cząstki 2,3 um (ok 25%), 0,05-5 um (pozostałe)

Żywotność baterii: praca przez 20 minut na dobę to
aż 8 dni inhalacji bez ładowania

Waga: 102g.

Wymiary: 50 x 66 x 100 mm

Pozostałe informacje techniczne:

- zalecana ilość lekarstwa: 2-8 ml,
- częstotliwość drgań: 110 kHz $\pm$ 10 kHz,
- rozmiar cząsteczek MMAD: 2,3 mikrona (25%) oraz 0,5-5 mikronów (60% lub więcej),
- dźwięk: $\leq$ 50dB (A),
- zasilanie: bateria litowa 3.7 V lub zasilacz 5V/1A,
- żywotność baterii: praca ciągła >3 godzin z pełną wydajnością (praca przez 20 minut na dobę - nawet do 8 dni),
- czas ładowania baterii: 3 godziny,

Pamiętaj, aby w urządzeniu nie stosować leków na bazie kwasu hialuronowego, olejków eterycznych oraz preparatów o niskiej przewodności (tj. woda destylowana).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą