

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/szpatulki-laryngologiczne-drewniane-niejalowe-a100-szt-p-1380.html>

Szpatułki laryngologiczne drewniane niejałowe A'100 szt.



Opis produktu

Drewniane niejałowe szpatułki laryngologiczne polskiej marki Zarys zostały wykonane z drewna brzoźowego.

Szpatułki laryngologiczne służą do diagnostyki jamy ustnej i gardła podczas badania laryngologicznego oraz szeroko stosowane są w kosmetologii. Wykonane z drewna brzoźowego, są sztywne, wygładzone, posiadają zaokrąglone krawędzie. Nie mają smaku i zapachu. Nie są barwione, cechuje je gładka powierzchnia, co skutecznie chroni przed zranieniem podczas badania.

Posiadają wszelkie dokumenty dla wyrobu medycznego, dopuszczające do użytkowania w placówkach medycznych.

Szpatułki pakowane są zbiorczo w kartonik po 100 sztuk.

Szpatułki drewniane nie zawierają lateksu, soli i estrów kwasu ftalowego.

Wymiary jednej szpatułki to 18 mm x 150 mm.

Szpatułka laryngologiczna, dzięki odpowiedniej długości, ma daleki zasięg zastosowania.

Szpatułki drewniane są wytrzymałe i odporne na zniszczenia.

Każdą szpatułkę wyprodukowano całkowicie z naturalnego materiału, nie zawiera lateksu, soli lub estrów kwasu ftalowego.

Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku.

Szpatułki laryngologiczne są **kluczowe w ocenie stanu błony śluzowej jamy ustnej, gardła i krtani**. Laryngolodzy używają ich do wykrywania chorób i zaburzeń takich jak:

- zapalenie gardła,
- chrypka,
- zapalenie krtani,
- polipy strun głosowych.

Szpatułki są również niezbędne podczas wykonywania procedur diagnostycznych, takich jak biopsja, pobranie wycinków czy usuwanie ciał obcych.

Jednak szpatułki drewniane jednorazowe mają wiele zastosowań poza - medycznych:

- salony kosmetyczne
- salony tatuażu
- przychodnie weterynaryjne

Szpatułki laryngologiczne niesterylne używane są w salonach kosmetycznych do nakładania preparatów kosmetycznych, np. maseczek, wosków, kremów na skórę.

Salony tatuażu drewniane szpatułki używają do nakładania wazeliny czy barwnika na skórę.



Wyrób jednorazowego użytku. Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w suchym miejscu. Ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania 5-40 stopni C.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania bądź etykietą.

