

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/kamizelka-ked-krotkie-unieruchomienie-kregoslupa-p-577.html>

Kamizelka KED - krótkie unieruchomienie kregoslupa

Cena	537,84 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamizelka KED krótkie unieruchomienie kręgosłupa.

Służy do unieruchomienia głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości. Pozwala na bezpieczną ewakuację poszkodowanych z rozbitych samochodów oraz trudnodostępnych miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie można wejść ze standardowymi noszami.

Kamizelka KED została tak zaprojektowana, by dobrze przylegała do ciała i zapewniała całkowite unieruchomienie wzdłuż osi kręgosłupa przy zachowaniu swobodnego dostępu do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja). Regulowane pasy mocujące umożliwiają jej zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych. Istnieje możliwość zastosowania tego modelu jako "biodro szyny". Kamizelka jest przenikliwa dla promieni X.

Dane techniczne:

- Wysokość 82 cm
- Wysokość w pokrowcu 83 cm
- Szerokość 80 cm
- Szerokość w pokrowcu 24 cm
- Grubość 1 cm
- Grubość w pokrowcu 12 cm
- Waga 3 kg
- Obciążenie dopuszczalne 227 kg

Profesjonalna kamizelka ratownicza KED służy do bezpiecznego stabilizowania i przenoszenia rannej osoby z podejrzeniem lub stwierdzeniem urazu kręgosłupa. Sprawdza się szczególnie w przypadkach wydobywania poszkodowanych z pojazdów po wypadkach drogowych, jak również wtedy, gdy użycie noszy ortopedycznych jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Kamizelka Kendricka zapewnia bezpieczne unieruchomienie kręgosłupa, tułowia oraz głowy i szyi w pozycji neutralnej. Można ją także wykorzystać do ustabilizowania urazów w obrębie miednicy i kości udowej. W tym przypadku kamizelkę stosuje się „do góry nogami”, w odwróconej pozycji.

Kamizelkę można stosować zarówno u dorosłych, jak i u dzieci – pod warunkiem wypełnienia ewentualnego luzu (np. kocem) w jej przedniej części. Regulowane pasy mocujące pozwalają na bezpieczne stosowanie jej także u kobiet w ciąży.

KED dzięki zastosowaniu poduszki wypełniającej bardzo dobrze przylega do ciała, pozwalając przy tym na swobodny dostęp do klatki piersiowej i wykonywanie czynności ratunkowych (defibrylacja, monitorowanie stanu pacjenta). Różne kolory wbudowanych pasów w znaczący sposób pomagają, ułatwiają i przyspieszają prawidłowe założenie kamizelki i unieruchomienie poszkodowanego. W tylnej części KED znajdują się trzy uchwyty, dzięki którym wyciąganie oraz podnoszenie rannej jest jeszcze prostsze.

Kamizelka KED jest wykonana z wytrzymałego, odpornego na przetarcia i łatwego w czyszczeniu tworzywa, przenikalnego dla promieni RTG. Spełnia dyrektywy, wymagania i normy medyczne w Polsce i Unii Europejskiej.

Zgodność z normami

Zgodność z przepisami:

Dyrektywa 93/42/EWG -

Standardami! EN 980:2008

- EN ISO 14971:2009

- EN 1041:2008

- EN 1865:1999