

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/lubrykant-ziel-poslizgowy-optilube-do-cewnikow-5-g-p-1205.html>

Lubrykant żel poślizgowy Optilube do cewników 5 g



Opis produktu

Sterylny żel poślizgowy, lubrykant do procedur medycznych w saszetce 5g

OptiLube™ to wszechstronny żel nawilżający, który znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny.

Dzięki neutralnemu pH i braku substancji szkodliwych, OptiLube™ zapewnia bezpieczeństwo pacjentów i minimalizuje ryzyko uszkodzeń materiałów medycznych. Niezależnie od rodzaju procedury, możesz polegać na OptiLube™, by osiągnąć optymalne wyniki oraz zapewnić pacjentom maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

Lubrykant, żel poślizgowy stosowany jest podczas procedur takich jak:

Cewnikowanie: OptiLube™ żel ułatwia wprowadzanie cewników, minimalizując dyskomfort pacjenta i redukując ryzyko podrażnień.

Wziernikowanie: żel nawilżający zapewnia łatwe i komfortowe wziernikowanie.

Badania ginekologiczne i urologiczne: żel OptiLube™ doskonale sprawdza się w tych badaniach

Badania USG: podczas badań ultrasonograficznych, żel OptiLube™ pomaga w eliminacji powietrza między sondą a skórą.

Ratownictwo Medyczne: Lubrykant do rurek i cewników OptiLube™ odgrywa istotną rolę w ratownictwie medycznym, ułatwiając wprowadzanie masek krtaniowych, rurek gardłowych, nosowych i innych narzędzi niezbędnych w trudnych sytuacjach.

Cechy żelu Optilube:

- rozpuszczalny w wodzie sterylny żel nawilżający o neutralnym pH do uniwersalnego zastosowania.
- żel nawilżający do rurek, sond i cewników nie zawiera substancji klejących, tłuszczowych, pochodnych ropy naftowej.
- żele Optilube nie powodują uszkodzenia materiałów z gumy czy metalu, a także są bezpieczne w kontakcie z tkanką ludzką.

