



Maska nadkrtaniowa i-gel®

Cena	79,00 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Numer katalogowy	i-gel
Kod producenta	i-gel

Opis produktu

Maska nadkrtaniowa i-gel®

Maska **i-gel** to wyjątkowe, jednorazowe, bezlataksowe i pozbawione PCV, nadkrtaniowe urządzenie drugiej generacji do zabezpieczania nadkrtaniowych dróg oddechowych, które powstało po latach szeroko zakrojonych badań i prac rozwojowych. Maski i-gel została wykonana z termoplastycznego, medycznego elastomeru. Zaprojektowano ją tak, aby stworzyć nienadmuchiwaną, anatomiczne uszczelnienie struktur gardłowych, krtaniowych i okołokrtaniowych, a przy tym uniknąć

traumy wynikającej z ucisku. Maski i-gel jest obecnie dostępna w siedmiu rozmiarach i jest dostarczana w innowacyjnych, kodowanych

kolorystycznie, polipropylenowych podstawkach ochronnych lub opakowaniach osłonowych.



Złączka 15 mm

Pewne połączenie z każdym standardowym kominkiem lub łącznikiem

Koniec proksymalny kanału gastrycznego


Wyraźnie wyeksponowane informacje o produkcie

Szybka i łatwa identyfikacja. Umieszczone potwierdzenie rozmiaru i wytyczne dotyczące zaleceń wagowych

Wskaźnik położenia

(tylko rozmiary dla dorosłych)

Łatwe potwierdzenie optymalnej głębokości wprowadzenia



Kanał gastryczny

Maski i-gel zawiera kanał gastryczny (wyjątek - rozmiar 1). Zapewnia wczesne ostrzeżenie o regurgitacji, umożliwia wprowadzenie sondy żołądkowej w celu opróżnienia zawartości żołądka oraz jest wentylem oddechowym

Integralny bloker zgryzu

Zmniejsza możliwość okluzji kanału rurki oddechowej

Stabilizator położenia w jamie ustnej

Ułatwia wprowadzenie i eliminuje możliwość zrotowania


Podpora nagłośni

Zmniejsza możliwość „fałdowania” nagłośni, prowadzącej do odcięcia drożności dróg oddechowych

Nienadmuchiwany mankiet

Wykonany z wyjątkowego, miękkiego materiału przypominającego żel, który umożliwia łatwe wprowadzenie i zmniejsza urazy


Koniec dystalny kanału gastrycznego



Maski krtaniowe stanowią element wyposażenia zestawów ratownictwa medycznego, w tym również zestawów ratowniczych PSP R1.

- maska I-gel jest bezpieczną i efektywną alternatywą dla intubacji,
- ma zastosowanie w ratownictwie medycznym i anestezjologii,
- może być wykorzystywana zarówno w procedurach planowanych jak i w wypadkach nagłych,
- wyprofilowany mankiet maski doskonale dopasowuje się do budowy anatomicznej pacjenta,
- delikatny materiał, z którego wykonany jest mankiet, zapobiega uszkodzeniom tkanki miękkiej oraz nie powoduje podrażnień,
- sterylna
- wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta.

Kod	Opis	Rozmiar	Waga	
 8205000	i-gel, duży dorosły, oddechowa maska nadkrtaniowa	5	90+kg	
 8204000	i-gel, średni dorosły, oddechowa maska nadkrtaniowa	4	50–90 kg	
 8203000	i-gel, mały dorosły, oddechowa maska nadkrtaniowa	3	30–60 kg	
 8225000	i-gel, duże dziecko, oddechowa maska nadkrtaniowa	2,5	25–35 kg	
 8202000	i-gel, małe dziecko, oddechowa maska nadkrtaniowa	2	10–25 kg	
 8215000	i-gel, niemowlę, oddechowa maska nadkrtaniowa	1,5	5–12 kg	
 8201000	i-gel, noworodek, oddechowa maska nadkrtaniowa	1	2–5 kg	

 Sterylne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar masek I-gel: Rozmiar 1 (waga: 2-5kg) , Rozmiar 1,5 (waga: 5-12kg) , Rozmiar 2 (waga: 10-25kg) , Rozmiar 2,5 (waga: 25-35kg) , Rozmiar 3 (waga: 30-60kg) , Rozmiar 4 (waga: 50-90kg) , Rozmiar 5 (waga: 90+ kg)