

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/temblak-ortopedyczny-na-reke-p-905.html>



## Temblak ortopedyczny na rękę

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Cena       | <b>26,00 zł</b> |
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |

### Opis produktu

#### Temblak stabilizator ortopedyczny kończyny górnej 4FIZJO

Urazy ręki to jedne z bardziej uciążliwych kontuzji. Mogą one każdego skutecznie wyłączyć z codziennych zajęć i obowiązków na długi czas. Dlatego też, gdy zajdzie taka potrzeba, warto zdecydować się na stabilizację. **Temblak będzie niezastąpionym wyborem podczas różnych urazów ręki!**

Stabilizacja kończyny górnej w przypadku **złamania lub jej zwicnięcia** jest niezwykle istotna. Może ona skutecznie przyczynić się do powrotu do zdrowia. Ponadto zapewnia wygodę noszenia na co dzień – w szkole czy pracy. Dodatkowo odciąża mięśnie i pozwala na swobodne trzymanie ręki w optymalnej pozycji. **Sprawdź, czym wyróżnia się temblak 4FIZJO na kończynę górną!**

#### Temblak na kończynę górną – specyfikacja

Aby odpowiednio dobrać temblak do swoich potrzeb, poznaj jego właściwości. Odpowiedni wybór zapewni Ci satysfakcję z zakupu!

##### Stabilizator na górną kończynę – parametry:

- ✓ **Kolor:** czarny
- ✓ **Rozmiar:** uniwersalny, na lewą i prawą rękę
- ✓ **Materiał:** Airmesh
- ✓ **Zakres regulacji:** 50-100 cm
- ✓ **Długość:** 35 cm
- ✓ **Wyrób medyczny** 
- ✓ **Certyfikat CE** 

#### Stabilizator nadgarstka i łokcia temblak – kiedy stosować?

Temblak jest przeznaczony dla osób z urazami kończyn górnych. Jego stosowanie sprawdzi się w następujących przypadkach:

- ☐ **Jako podtrzymanie kończyny w opatrunku gipsowym**
- ☐ **Przy złamaniach i zwicnięciach ręki wymagających odciążenia**

□ Przy stabilizacji w obrębie stawu łokciowego i ramiennego

□ Przy leczeniu zachowawczym po urazach i zabiegach operacyjnych w obrębie ramienia, nadgarstka i łokcia

## Wysokiej jakości materiał – odkryj właściwości temblaka na rękę

Wysokiej klasy wykonania **temblak został uszyty z Airmesh**. To bardzo cienki siateczkowy materiał **zapewniający doskonałą przewiewność**. Dzięki temu stabilizator sprawdzi się przy każdej porze roku. Niewielkie perforacje materiału zapewniają świetną **wentylację skóry**. Tym samym ciało nadmiernie się nie poci, a wytrzymałe **szwy gwarantują solidność na długie lata**.

## Wygoda i komfort – najważniejszy aspekt podczas urazów!

Wybierając **temblak stabilizator nadgarstka i łokcia 4FIZJO**, stawiasz na wygodę noszenia i wyjątkowy komfort funkcjonowania. Dlatego nasza marka zapewnia odpowiednio **wyprofilowany kształt** temblaka. **Pozwala odciążyć i podtrzymać rękę, aby zapobiec ryzyku odnowienia się urazu**.

## Stabilizator ortopedyczny – łatwa regulacja od ręki

**Temblak ma regulowany pasek z zapięciem na klamrę**. Długość paska można dostosowywać w zakresie od 50 do 100 cm. To pozwala dopasować odpowiedni rozmiar do użytkownika. Daje też gwarancję łatwego korzystania z niego nie tylko **przez osoby dorosłe, ale również przez dzieci**. Co więcej, na pasku znajduje się **miękki naramiennik**. Poduszka **zapobiega otarciom i nie podrażnia skóry**.

## Jak dopasować długość paska w temblaku?

**Dopasowanie temblaka ortopedycznego do własnych potrzeb nie jest trudne!** Warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą nam szybko dobrać długość paska:

- 1□ Przełóż regulowany pasek przez głowę i niekontuzjowaną rękę
- 2□ Włóż rękę, tak aby materiał temblaka zasłaniał cały łokieć
- 3□ Dopasuj regulowany pasek tak, aby łokieć był zgięty w 90° lub pod takim kątem, jaki zalecił lekarz