

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/waga-analityczna-hw-fit003-z-bluetooth-p-622.html>



Waga analityczna HW-FIT003 z Bluetooth

Cena	149,90 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

ANALITYCZNA SZKLANA WAGA ELEKTRONICZNA HW-FIT003

Funkcja transmisji danych - Bluetooth

Aplikacja mobilna "MedM Health" w języku polskim - bezpłatna dostępna na platformach Android i IOS

Waga wskazuje aż 12 parametrów, które dają realistyczny obraz zdrowia i kondycji:

- masa ciała
- zawartość tkanki mięśniowej
- zawartość tkanki tłuszczowej
- zawartość tkanki kostnej
- białko
- zawartość tłuszczu trzewnego
- zawartość wody
- BMI
- BMR
- wiek biologiczny ciała
- waga bez tkanki tłuszczowej
- stopień otyłości

Specyfikacja

- Metoda pomiaru: BIA
- **System 4 precyzyjnych czujników tensometrycznych**
- Platforma ze szkła hartowanego o wymiarach: 315 x 315 mm
- **Elektrody umieszczone pod szkłem platformy nadają wadze elegancki i nowoczesny wygląd**
- Wybór jednostek pomiarowych (kg, lb, st)
- Podziałka: d = 100g, dokładność: 100g
- Maksymalne obciążenie: 180kg
- Wskaźnik nadmiernego obciążenia
- Automatyczne włączanie i wyłączanie
- **Zasilanie: 4 x baterie alkaliczne AAA (w zestawie)**
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- **Funkcja pamięci dla 8 użytkowników**
- Rozmiar wyświetlacza LCD: 76 x 40 mm
- Gwarancja 24 miesiące

PRECYZJA POMIARU

System czterech czujników tensometrycznych najwyższej jakości zapewni najlepszą precyzję pomiaru z dokładnością 100g.

DLA CAŁEJ RODZINY

Możliwość zaprogramowania do **8 użytkowników**.

ŁATWY POMIAR

Pomiar jest intuicyjny, łatwy i zaczyna się automatycznie, natychmiast po wejściu na platformę wagi.

ELEGANCJA DESIGN

Staranne wykończenie szklanej platformy oraz Slim Line Design sprawia, że waga HW-FIT003 będzie ozdobą Twojej eleganckiej łazienki.

Dzięki aplikacji MedM Health możesz codziennie nadzorować poszczególne parametry kondycji Twojego ciała.

Możesz również regularnie kontrolować ogólną kondycję Twojego ciała oraz nadzorować jego **wiek biologiczny**.

ZDEFINIUJ SWÓJ CEL

Dzięki aplikacji mobilnej MedM Health możesz zdefiniować w czasie swój cel.

Następnie możesz dążyć do niego w wybranym czasie.

KONTROLA MASY MIĘŚNIOWEJ

Kontroluj masę mięśniową w czasie 1 tygodnia, 1 miesiąca, od początku trwania Twojego programu.

OBSERWUJ ZMIANY

Obserwuj parametry swojego ciała na bieżąco oraz w wybranych przedziałach czasu.

KOMUNIKACJA Z INTERNETEM

O swoich postępach możesz w każdej chwili poinformować znajomych na portalach społecznościowych - **Facebook, Twitter**

POCHWAŁ SIĘ WYNIKAMI

Jeśli chcesz, możesz pochwalić się wynikami trenerowi personalnemu, rodzinie i przyjaciołom.

Pamiętaj, że jedynie połączenie ćwiczeń fizycznych i diety* przyniesie pożądany rezultat.

*Zgłoś się do trenera personalnego, aby w oparciu o Twój zdefiniowany w czasie cel ustalił Ci program ćwiczeń oraz odpowiednią dietę.

Waga analityczna HW-FIT003 jest kompatybilna z następującymi aplikacjami mobilnymi:

MedM Health **w języku polskim** dla systemów operacyjnych Android i iOS

FitGo **w języku polskim** dla systemów operacyjnych Android i iOS

Apple Zdrowie **w języku polskim** dla systemu operacyjnego iOS *

Google Fit dla **w języku polskim** systemu operacyjnego Android *

* Dane zarejestrowane w aplikacji MedM Health można przenieść do aplikacji Apple Zdrowie i Google Fit

Skład zestawu

- Waga HW-FIT003
- 4 baterie AAA
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny , Biały