

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/waga-analityczna-tm-wa003bmi-p-596.html>

Waga analityczna TM-WA003BMI



Cena **149,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Analizyczna waga elektroniczna TM-WA003

- Funkcja pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej, mięśniowej, kostnej i wody w organizmie
- Wskaźnik dziennego zapotrzebowania kalorycznego
- Wskaźnik BMI
- Pamięć dla 10 użytkowników
- Podświetlany wyświetlacz
- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania

Specyfikacja

- Metoda pomiaru: BIA
- **System 4 precyzyjnych czujników tensometrycznych**
- Platforma ze szkła hartowanego o wymiarach: 320 x 320 x 30 mm
- **Elektrody ze stali nierdzewnej**
- Wybór jednostek pomiarowych (kg, lb, st)
- Podziałka: d = 100g, dokładność: 100g
- Maksymalne obciążenie: 180kg
- Wskaźnik nadmiernego obciążenia
- Automatyczne włączanie i wyłączanie
- **Zasilanie: 4 x baterie AAA 1,5V (w zestawie)**
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- **Funkcja pamięci dla 10 użytkowników**
- Rozmiar wyświetlacza LCD: 94 x 56 mm

PRECYZJA POMIARU

System czujników tensometrycznych najwyższej jakości zapewni najlepszą precyzję pomiaru z dokładnością 100g.

Opis produktu

Waga TECH-MED TM-WA003 została opracowana w sposób pozwalający sprawdzać zawartość tkanki: tłuszczowej, mięśniowej, kostnej i wody w organizmie człowieka umożliwiając dokładne śledzenie codziennych zmian zawartości tych składników ciała. Na podstawie analizy wzrostu, wagi, wieku, urządzenie podaje dzienne zapotrzebowanie energetyczne i pomaga kontrolować masę ciała.

ELEGANCKI DESIGN

Staranne wykończenie szklanej platformy oraz Slim Line Design sprawia, że waga TM-WA003 będzie ozdobą Twojej eleganckiej łazienki.

DLA CAŁEJ RODZINY

Możliwość zaprogramowania wagi w ten sposób aby mogła służyć kilku użytkownikom (do 10 użytkowników).

KONTROLA MASY MIĘŚNIOWEJ

Kontroluj masę mięśniową w czasie 1 tygodnia, 1 miesiąca, od początku trwania Twojego programu.

Pamiętaj, że jedynie połączenie ćwiczeń fizycznych i diety* przyniesie pożądany rezultat.

*Zgłoś się do trenera personalnego, aby w oparciu o Twój zdefiniowany w czasie cel ustalił Ci program ćwiczeń oraz odpowiednią dietę.

BMI - WSKAŹNIK MASY CIAŁA

ZAKRES WARTOŚCI DLA TKANKI TŁUSZCZOWEJ, MIĘŚNIOWEJ, KOSTNEJ I ZAWARTOŚCI WODY

Zawartość tkanki tłuszczowej (%) i Zawartość zawartości wody (%)

Prawidłowa zawartość tkanki mięśniowej (%) i tkanki kostnej (%)

Skład zestawu

- Waga TM-WA003
- 4 baterie AAA 1,5V
- Instrukcja obsługi w języku polskim